

Cicatrizan Gel



Cicatrizante

Uso Veterinario

Descripción: Gel cicatrizante a base de ketanserín (antagonista de los receptores serotoninérgicos S_2).

Composición: Cada gramo contiene: tartrato de ketanserín 3,45 mg, excipientes y saborizantes c.s.p.

Indicaciones: Tratamiento de todo tipo de heridas, agudas o crónicas. Prevención de la formación de excesivo tejido de granulación.

Acción terapéutica: Actúa estimulando los procesos naturales favorables que intervienen en la curación de heridas e inhibiendo aquellos otros perjudiciales, como la hipergranulación (quelooides). Posee un efecto antagonista (receptores S_2 serotoninérgicos) sobre la vasoconstricción inducida por la serotonina, resultando en una mejora de la microcirculación a nivel de la herida (aporte de oxígeno, células blancas y nutrientes). Esta acción antiserotoninérgica produce una reducción de la permeabilidad vascular y por lo tanto de la extravasación de sustancias y formación de edemas. La herida se seca y el riesgo de infección disminuye. Debido a la presencia de receptores S_2 en las plaquetas, **Cicatrizan gel** reduce la activación y agregación de las mismas y la resultante liberación de mediadores. En la segunda fase de la cicatrización, **Cicatrizan gel** previene la formación de tejido de hipergranulación (queloide) inhibiendo el efecto estimulante sobre el metabolismo y la migración de los miofibroblastos, permitiendo así la epitelización normal. El color rojo del tejido de granulación indica una reactivación y estimulación de la microcirculación, logrando así una mejor provisión de oxígeno a los tejidos. El tejido de granulación así formado presenta un aspecto tramado y suave. Aparte posee un débil efecto alfa1-adrenolítico y una suave acción antagonista de los receptores

H1-histamínicos y D2-dopaminérgicos.

Dosis y Administración: Aplicación tópica. Limpie la herida con agua y aplicar **Cicatrizan Gel** en la superficie de la herida y todo el borde de la misma. Repita este procedimiento dos veces al día hasta que se haya producido la epitelización. La duración del tratamiento puede variar dependiendo de la gravedad de la herida. No es necesario aplicar otra medicación de soporte, durante el tratamiento con **Cicatrizan Gel**. En caso de que no interfiera con la integridad de la herida, se puede caminar a los equinos 2-3 veces al día para mejorar la circulación en la zona afectada. Esto también ayudará a prevenir el edema en las extremidades.

Especies: Equinos, Caninos y Felinos

Advertencias: No aplicar sobre una herida reciente, antes de que haya cesado toda hemorragia. En caso de heridas antiguas, con un exceso de tejido de granulación, conviene desbridar quirúrgicamente este tejido, antes de iniciar el tratamiento. Es preferible no colocar vendas sobre las heridas tratadas con **Cicatrizan Gel**. No administrar en animales hipersensibles al principio activo. No administrar en equinos cuyo destino sea el consumo humano. Conservar entre 15 y 25°C. Proteger del calor excesivo. Mantener fuera del alcance los niños. Centro Nacional de Intoxicaciones TE: 0800-333-0160

Presentación: Pomo de 50 gramos.

Venta bajo receta. Industria Argentina.

SENASA Certif. N° 17-156. Estab. Elaborador N° 8.487

Interbio Pharma S.R.L.

Av. L.N. Alem 1698 (2752) Capitán Sarmiento, Buenos Aires. Argentina.

Tel.: (54) 02478 48-2373 · Web: www.interbio.com.ar · E-mail: info@interbio.com.ar

Director Técnico: Dr. Jorge Casim. M.V. M.P. N° 9.093.